

# AQUARTYL V-PAE

## Désinfectant de surfaces Virucide Prêt à l'Emploi

*Puissant désinfectant de contact bactéricide, fongicide et virucide pour toutes surfaces résistantes à l'eau. Par sa composition, le produit assure un large spectre de désinfection.*

*Utilisations sur surfaces propres en milieu alimentaire (industries, distribution ou CHR), collectivités et administrations (Education, mairies, collectivités...), industries pharmaceutique, santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD...)*

### Mode d'emploi

Le produit est prêt à l'emploi

Appliquer ou pulvériser le produit en quantité suffisante sur la surface à nettoyer.

Laisser agir selon l'activité antimicrobienne recherchée.

Essuyer si nécessaire avec une lavette propre ou à usage unique.

Rincer uniquement les surfaces en contact avec des aliments.

### Caractéristiques

Aspect :	Liquide limpide fluide
Couleur :	Incolore
Densité :	1,00 (± 0,01)
pH pur :	10,0 – 11,4
Parfum :	Sans

### Normes

#### Bactéricidie

- EN 1276 : 5 mn - Conditions de propreté
- EN 13697 : 5 mn - Conditions de propreté
- EN 13697 : Listeria monocytogenes, salmonella thyphimurim - 5 mn - Conditions de saletés

#### Fongicidie

- EN 1650 : Candida albicans : 15 mn – Conditions de propreté
- EN 1650 : Aspergillus brasiliensis - 15 mn - Conditions de propreté
- EN 13697 : Candida albicans et Aspergillus brasiliensis - 15 mn - Conditions de propreté
- EN 13697 : Candida albicans - 15 mn - Conditions de propreté

#### Virucidie

- EN 14476 : Poliovirus type 1 – Adenovirus type 5 – Murine norovirus - 5 mn – Conditions de propreté

### Manipulation – Stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

### Législation

Préparation liquide à usage biocide TP2-TP4 destiné à la désinfection de surface.

Contient 0.25 % (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68424-85-1)

Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 05 48 48. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Conditionnements

- Carton de 6 x 750ml
  - Carton de 4 x 5 litres.
  - Carton de 1 x 5 litre
- + un pulvérisateur



Rue de la Mécanique  
81200 MAZAMET France  
Tél : (33) 05 63 61 19 79  
Fax : (33) 05 63 61 84 24  
Email : [procalp@procalp.com](mailto:procalp@procalp.com)  
[www.procalp.com](http://www.procalp.com)